



Allmänna skötselråd – manuell rullstol

I rullstolens bruksanvisning finns specifik information om hur rullstolen ska skötas som t.ex. vilket lufttryck det skall vara i däcken

Veckostädning

- ❖ Torka av stolens chassi med fuktig trasa (diskmedel och vatten).
- ❖ Undvik starka rengöringsmedel och spola ej stolen med vatten.
- ❖ Dammsug textilytor. Glöm ej veck och fickor.
- ❖ Håll hjulen fria från hår och damm.
- ❖ Tar bromsarna dåligt? Pumpa hjulen. Välpumpade hjul rullar lättare.
- ❖ Dynan tvättas enligt tvättrådet.