

Provtagningsanvisning Pertussis PCR - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Luftvägsdiagnostik. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	E-swabrör orange eller blå kork. Sökort i Proceedo: <i>E-swab</i>  För provtagningspinnen längs botten på ena näsgången till bakre svalgväggen. Låt pinnen vara kvar ca 15 sekunder för att suga upp sekret. Även aspirat från nasopharynx kan användas. Övriga ej utvärderade material (sputum, bronkialsekret, trachealsekret eller BAL) kan analyseras och skickas vanligen i sterilt plaströr, 15 mL.
Förvaring/Transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämplig
Svarstid	Analysen utförs vardagar. Positivt provsvar telefonbesvaras.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Även B. parapertussis analyseras samtidigt på samma prov. I svaret anges om B. pertussis och B. parapertussis har påvisats eller inte påvisats.

Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om kikhosta, pertussis. Långvarig hosta.
----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-08-22	7	Lagt till rubriken Revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet