



Allmänna skötselråd – Elrullstol

Rengöring

Stolens chassi skall torkas av med fuktig trasa en gång varje vecka. Använd vanligt diskmedel om den är hårt nedsmutsad (undvik starka rengöringsmedel). Spola inte elrullstolen med vatten. Läs bruksanvisning som medföljer stolen.

Dynor

Dynor i elrullstolar som används under stor del av dagen slits hårt. För att behålla god sittkomfort ska dynan skötas enligt bruksanvisningen. Vid behov av byte, kontakta din förskrivare.

Däck

Kontrollera regelbundet att däcken är välpumpade. Information om däcktryck finner du i bruksanvisningen. Köregenskaper, sittkomfort och körsträcka försämras med för lågt tryck i däcken. Även hjulen slits hårdare och risken för punktering ökar.

Laddning

För att optimera funktionen och livslängden på batterierna krävs regelbunden laddning. Vid normal användning hela dagen bör laddning ske under natten. För att laddningsförloppet skall ge batteriet bra kapacitet bör temperaturen i laddningsutrymmet inte understiga +5°. Är batteriet nedkyllt försämras körsträckan kraftigt.

Underhållsladdning ska ske cirka var fjortonde dag de perioder elrullstolen inte används, då batteriet annars laddas ur och förstörs. Vid batteribyte på grund av bristande underhållsladdning, kan du som brukare bli ersättningsskyldig.

Förvaring

Förvaringsplats för elrullstol skall vara ett enskilt, låst utrymme, inte tillgängligt för annan person än dig som brukare eller din familj/vårdare. Förrådet skall ha en temperatur över +5°.

TRANSPORTERA ELRULLSTOLEN

Bil

Tänk på att förankra elrullstolen ordentligt med spännremmar vid transport i bil. Se i bruksanvisningen var stolens fästpunkter sitter.

Färdtjänst

Uppe vilken modell av elrullstol du har vid beställning av färdtjänstresa.

Flyg och utlandsvistelse

Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller vid resa med elrullstol vid det flygbolag du anlitar. Flygbolagen ställer bland annat krav på att elrullstolen har gelébatterier. Tyvärr är det inte ovanligt att elrullstolar skadas i samband med flygresor. Kostnader för eventuell transport och reparation av elrullstol vid utlandsvistelse bekostar du själv.

Bärgning

Om din elrullstol går sönder utanför bostaden och du inte kan få den hemtransporterad kan bärgning bli aktuellt. Du står själv för bärgningskostnader. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för information om bärgning.