

Bocka för aktuell studie:

U-CAN Lymfom studie 1

Tag följande rör:

- 6 mL EDTA (Lila)
- 6 mL EDTA (Lila)
- 6 mL EDTA (Lila)
- 10 mL SERUM med gel (Gul)



U-CAN Lymfom studie 2


Tag följande rör:

- 6 mL EDTA (Lila)
- 6 mL EDTA (Lila)
- 10 mL SERUM med gel (Gul)



Laboratoriets hantering:

Vid remissregistrering i Analytix – öppna dialogen för kommentarer – välj Remiss Upplysande – skanna streckkoden nedan - välj Expandera – kontrollera att texten nedan visas i dialogen



LIMS U-CAN Lymfom Studie