

Laboratoriemedicins nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev påminner vi er om att kom ihåg att anmäla er till PNA-dagarna. Tipsar om ny analys som kommer kunna beställas i Cosmic. Kommer med en liten påminnelse om hur beställningar görs i Cosmic. Samt uppmanar om att använda er av uppdaterad information.

PNA-dagar 2026

Gävle	Hudiksvall	Bollnäs
3 november	5 november	11 november
Plats: Brömssalen Tid: 10-15	Plats: Vårblomman Tid: 10-15	Plats: Konferensrum 4 Tid: 10-15

Laboratoriemedicin bjuder in till PNA-dagarna 2026. Hur vet vi att vi tar prover och hanterar dem på rätt sätt så att provsvaren blir tillförlitliga? Häng med på en dag med spännande föreläsningar, diskussioner och utrymme för alla era frågor! Dagarna arrangeras av PNA-teamet och i år kommer vi prata om preanalys och provtagning samt lite första hjälpen för era PNA-instrument.

Alla som är intresserade är välkomna och anmälan finns på kompetensportalen: [PNA-dag](#) och det går också bra att mejla PNA.LM@regiongavleborg.se så hjälper vi dig!



[Rekommenderad rörföljd \(pdf\)](#)

Påminnelse från Cosmic

All beställning till klinisk kemi och mikrobiologi ska göras via vyn "Beställning". Även alla PNA-beställningar görs från vyn "Beställning" både för er med uppkopplade och ej uppkopplade instrument. Viktigt att tänka på då är att välja rätt analyser.

För er med uppkopplade instrument görs beställningen under "Kemi" och sedan "Patientnära analyser". Söks analysen fram under "Sök" tänk då på att välja analysen som heter "PNA" samt ligger under kemi. (se bildexempel nedan)

Beställning 19 790810-9288 Testperson4 1177-Vårdguiden Gävleborg

2

Sök

Kategorier > Kemi > Patientnära analyser

▶ aB-Blodgas, PNA

▶ kB-Blodgas, PNA

▶ vB-Blodgas, PNA

aB-EPAP, PNA

aB-IPAP, PNA

vB-EPAP, PNA

vB-IPAP, PNA

fP-Glukos, PNA

P-Glukos, PNA

▶ U-Testremsa, PNA

B-Hemoglobin, PNA

P-CRP, PNA

B-Erc HbA1c IFCC, PNA

U-Alb/U-Krea-kvot PNA

Beställning 19 790810-9288 Testperso

2

crp

< Tillbaka

KEMI

P-CRP

P-CRP, PNA

LOKALA ANALYSER

P-CRP, PNA

Viktigt att tänka på är att inga PNA-beställda analyser kan utföras på laboratoriemedicin.



Gamla PM eller provtagningsanvisningar?

Under sommaren har vi på laboriemedicin märkt av att det finns mycket utdaterad information liggandes ute på avdelningar/mottagningar/HC. Tänk på att utskriven information inte uppdaterar sig själv och att det därför kan bli fel när man t.ex. följer en utskriven provtagningsanvisning. Vi kan ha bytt rör som rekommenderas eller ändrat hanteringen av provet. Vi rekommenderar att ni alltid kontrollerar [provtagningsanvisningarna på webben](#) och inte utskriven information!

Provtagningsanvisningar

Laboriemedicin analyserar prover vid laboratorier i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal. Vi tar även emot prover för analys från andra verksamheter på andra orter.

I provtagningsanvisningar finns bland annat information om hur provet tas, hanteras och vad man bör tänka på.

Anvisningar för provtagningar är sorterade i bokstavsordning A-Ö. Det finns även en söklst där kan skriva med fritext.

Rörföljdsordning vid blodprovtagning

För vägledning av rörföljd se [Rekommenderad rörföljd](#).

Vilken analys söker du efter?

ALFABETISKT REGISTER ^

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	Å	Ä	Ö						

Uppdateringar i Cosmic

Rörbyte joniserat calcium

Det kommer ske ett rörbyte för Joniserat Calcium, från litium-Heparin (mintgrön till serum rör med gel(gul). Rörbytet väntas leda till en ökning av provresultat med i genomsnitt ca 0,04 mmol/L (ca 3%), och leda till bättre överensstämmelse med svar från analys av helblod. Referensintervallet kommer att lämnas oförändrat. Förändringen kommer införas i samband med katalogimport i Cosmic den 30 september.



Ändring av analyser

COHB och Standardbikarbonat försvinner som singelanalyser och kommer fortsättningsvis ingå i blodgas utökad. Förändringen genomförs vid katalogimport den 30 september.



U-Calcium/Kreatinin-kvot beställningsbart i Cosmic

Från och med 1 oktober kommer U-Calcium/Kreatinin-kvot vara beställningsbart i Cosmic. Detta för att underlätta bestämning av calcium i urinen hos barn eller andra där det av någon anledning ej är önskvärt att genomföra en dygnsamling.

Dygnsmätning av calcium i urinen (tU-Calcium) kommer fortsatt att vara beställningsbart. Prov samlas då i brun dunk (art nr 272714 i Proceedo) med HCl-tillsats. Vid beställning av U-Calcium/Kreatinin-kvot tas provet i plaströr med skruvlock eller vakuumbör för urin (art nr 1159356 resp 1030231 i Proceedo). HCL ska då ej tillsättas.

Att mäta calcium i urinen kan vara värdefullt bland annat vid rubbningar i calciumomsättningen, eller vid recidiverande urinvägs konkrement.



Har du synpunkter eller åsikter som du vill lämna till laboratoriemedicin?
Scanna QR koden eller tryck på länken nedan.
Svara gärna på vårt formulär: [Önskemål/synpunkter till Laboratoriemedicin](#)

Detta nyhetsbrev finns publicerat här: [Dokument och länkar - Region Gävleborg](#)

Har du några funderingar om nyhetsbrevet? Hör gärna av dig till PNA-teamet!
pna.lm@regiongavleborg.se

